



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
1<sup>η</sup> Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΙΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
Δ/ΝΗΣ: ΛΟΥΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αθήνα 9-10-2024

### ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ  
ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (cuff)

Παρακαλώ όπως προβείτε στην προμήθεια Ενδοτραχειακών Σωλήνων Μικρολαρυγγοσκόπησης με αεροθάλαμο (cuff) που να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένος, ελεύθερος latex (latex-free), και dehp-free, κατα προτίμηση σε συσκευασία τύπου μπανάνας.
- Ο σωλήνας να είναι απόλυτα διαφανής, κατασκευασμένος από καθαρό, θερμοευαίσθητο, μαλακό διαφανές PVC νοσοκομειακού τύπου, ώστε να μην προκαλείται τραυματισμός του βλεννογόνου της τραχείας.
- Ο σωλήνας να είναι σχετικά σκληρός ώστε να μην κάμπτεται εύκολα αλλά και να διευκολύνει την ομαλή και απρόσκοπτη διασωλήνωση. Το απώτερο ακρο του να είναι στρογγυλοποιημένο και ατραυματικό για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού. Ο σωλήνας να είναι θερμοευαίσθητος ώστε να μαλακώνει στους 37°C και να αποκτά το ανατομικό σχήμα της τραχείας του ασθενούς.
- Να έχει οπή MURPHY, ατραυματική & αποστρογγυλεμένη.
- Να φέρει πλήρη διαγράμμιση και αρίθμηση, με μεγάλα & ευδιάκριτα στοιχεία. Επίσης να φέρει ακτινοσκιερή γραμμή καθ' όλο το μήκος του, χωρίς διακοπή στο murphy eye και το μέγεθός του να αναγράφεται και στα δύο άκρα του σωλήνα.
- Να διαθέτει μαρκάρισμα pre-cut, για διευκόλυνση της στοματικής διασωλήνωσης και μαύρο ακτινοσκιερό δακτύλιο σε πλήρη περίμετρο του σωλήνα και σε απόσταση 1-3 εκ. άνωθεν του cuff για ένδειξη τοποθέτησης κάτω από τις φωνητικές χορδές.
- Να καταλήγει σε ειδικό συνδετικό 15mm.
- Να έχει εξαιρετική αναλογία εξωτερικής προς εσωτερική διάμετρο του σωλήνα, σημαντικά μικρότερη του 1,4 σε όλα τα μεγέθη (1,3 έως 1,35 κατά προτίμηση).
- Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο διαφανές cuff με λεπτά τοιχώματα, από PVC, υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης, κυλινδρικού σχήματος, μεγάλης αντοχής και ευαισθησίας, που δεν

θραύεται, και να είναι λεία θερμοσυγκολλημένο πάνω στο σωλήνα.

- Ο σωληνίσκος πλήρωσης του cuff να είναι ενσωματωμένος στον ενδοτραχειακό σωλήνα και να διαθέτει εξαιρετικά ευαίσθητο πιλότο πλήρωσης.
- Πάνω στον πιλότο πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο (No) του σωλήνα και η διάμετρος έκπτυξης του cuff.
- Οι τραχειοσωλήνες να διατίθενται σε μεγέθη των 5 & 6.
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι οδηγίες χρήσης και οι προειδοποιήσεις και στην Ελληνική γλώσσα
- Να προσφέρονται δείγματα για αξιολόγηση.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής  
του Αναισθ/κού Τμήματος του Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α

Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  
ΛΟΥΓΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
Αντώνης Λουζός ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΑΝΑΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ